



Better diagnostic, better treatment

DR Portable Case M WiFi DT

UNIEK : NOOIT GEZIEN VOOR DE MEEST VEELEISENDE DIERENARTSEN

- Ongelooflijke kwaliteitsbeelden
- Aangestuurd door de performante software Examion AQS Vet
- Een zeer gevoelige detectorplaat van zeer hoge kwaliteit
- Afgeleverd in koffer
- Aangestuurd door een 15,6" notebook
- Werkt met AED (Automatic Exposure Detection)
- Optioneel 3 of 5 jaar contract "Full Service"



Hoge resolutie > 76 μ m

Dosis reductie > 30%

Autonomie Batterij > 648 X-rays



DIGITALE OPLOSSINGEN



Technical Specifications: X-DR Portable Case M WiFi DT

Sensor type	Single A-Si TFT
Scintillator	CsI
External dimensions	327 x268 x16 mm
Weight (kg)	1.9kg
Pixel matrix	3.072 x 3840pixels
Pixel pitch	76 µm
Active area	233 x 292 mm (10 x 12")
A/D conversion	16 bits
Spatial resolution	6.52 LP/mm
Preview time / X-ray image time	9 sec
Synchronisation	AED (Automatic Exposure Detection) – no trigger
Housing	Unibody aluminium structure plus high quality polymers
Weight limit	Local load: 100 kg at Ø 40 mm Uniform load: 170 kg at effective image area overall
Water resistant	IPX4
Battery	Type: Li-ion Polymer Life: 3.5 hours by full acquisition; approx. 630 images
Capture console, consisting of	X-HW More Acquisition Notebook, X-AQS PACS software (controls detector, image acquisition and optimization).
High-tech carrying case :	
Dimensions (L x W x D)	508 mm x 373 mm x 147 mm
Total weight (fully equipped)	< 11 kg
Feature equipment	Battery charger for detector with 2 batteries Cowboy box for detector and distance holder EXAMION® starter kit and backup solution



- Portable case solution for mobile use
- Optimized workflow for equine radiography with Touchscreen
- Flatpanel with world best performance
- Slim dual battery charger

