

## *BLT Biolight - Veterinaire bewaking - Q5*

**Dankzij het lichte gewicht en compacte ontwerp is hij gemakkelijk te gebruiken**

Kortom, de Q5 monitor is een waardevol hulpmiddel voor dierenartsen die op zoek zijn naar een modulair, compact, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk bewakingsapparaat.

- **Modulariteit en uitbreidbaarheid** : de Q5 heeft 2 slots voor optionele modules, waardoor de configuratie kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke gebruiker.
- **Lichtgewicht en compact** : Met een gewicht van minder dan 4,5 kg en een compact ontwerp is de Q5 gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken.
- **Nauwkeurige en betrouwbare gegevens** : De Q5 maakt gebruik van geavanceerde technologie om nauwkeurige en betrouwbare gegevens te leveren over de vitale parameters van patiënten.



### Technische kenmerken

Schermb	12,1-inch TFT LCD-aanraakscherm	Stroomvoorziening	AC 100-240V 50/60Hz, Oplaadbare lithium-ion batterij 4000 mAh
Afmetingen	318 x 264 x 152 mm	Autonomie	≥ 210 minuten (normaal gebruik en volledig opgeladen)
Gewicht	< 4,5 kg	Geheugen	Trends: 168 uur, Overzicht van NIBP-metingen: 1000 groepen, Alarmgebeurtenissen: 500 groepen
Standaardmodules	ECG 3/5 afleidingen, HR, RESP, NIBP, SpO2 (Nellcor), SPECT		

Optionele modules	2x Temperatuur, 2x Invasieve Druk (IBP), Thermische Logger, NIBP Suntech, SpO2 Nellcor, SpO2 Masimo, EtCO2 (Sidestream, Mainstream, Microstream), AG (Mainstream)
Certificeringen	CE

