

Aohua – Ensemble BASIC – 1200HD

Nouvelle génération d'endoscopie : précision et efficacité accrues.

Offrant une qualité d'image exceptionnelle et une large gamme de fonctionnalités, cet endoscope permet aux vétérinaires d'obtenir des diagnostics plus précis et d'effectuer des interventions plus efficaces.

- **Diagnostic plus précis :** La qualité d'image HD et la fonction HbE permettent une meilleure visualisation des tissus et des structures anatomiques.
- **Confort d'utilisation :** Le système est compact et portable, et l'interface utilisateur est intuitive.
- **Durabilité :** L'endoscope est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et est conçu pour une utilisation intensive.



Caractéristiques techniques

Résolution	HD : 720 x 1280 pixels	Longueurs de sonde	60 cm à 350 cm
Fonction HbE	Oui	Source de lumière	LED 35 W
Champ de vision	140°	Processeur	Intégré
Diamètres de canaux de travail	1,2 mm à 3,7 mm		

Logiciels d'acquisition	DEBUT et BAR-CODE
Compatibilité DICOM	Oui

