

Aohua – Ensemble BASIC – 1200HD

Nieuwe generatie endoscopie: meer precisie en efficiëntie.

Met een uitzonderlijke beeldkwaliteit en een groot aantal functies stelt deze endoscoop dierenartsen in staat om nauwkeurigere diagnoses te stellen en effectievere ingrepen uit te voeren.

- **Nauwkeurigere diagnose:** HD-beeldkwaliteit en de HbE-functie zorgen voor een betere visualisatie van weefsels en anatomische structuren.
- **Gebruiksgemak:** Het systeem is compact en draagbaar, met een intuïtieve gebruikersinterface.
- **Duurzaamheid:** De endoscoop is gemaakt van hoogwaardige materialen en is ontworpen voor intensief gebruik.



Technische specificaties

Resolutie	HD : 720 x 1280 pixels	Sondelengtes	60 cm tot 350 cm
HbE-functie	Ja	Lichtbron	LED 35 W
Gezichtsveld	140°	Processor	Geïntegreerd
Diameter werkkanaal	1,2 mm tot 3,7 mm		

Software voor acquisitie	START en BAR-CODE
DICOM-compatibiliteit	Ja

