

OR-100

AOHUA

Le tout nouveau système d'endoscopie portable tout-en-un pour l'endoscopie flexible et rigide

Le OR-100 est un **système tout-en-un** qui combine un processeur d'images **Full HD** pour les endoscopes **flexibles et rigides**, un écran Full HD de 15,6 pouces, une source de lumière LED et une pompe à air. Il s'agit d'**une solution complète** pour les professionnels vétérinaires qui ont besoin d'une imagerie et d'une visualisation de haute qualité dans le cadre de leur travail.




Les caractéristiques

- Pour une endoscopie flexible et rigide
- Full HD : 2M Pixels
- Solution d'agrandissement de 15,6 Zoll 1920×1080
- LED Lichtquelle - gradation manuelle et automatique
- Pompe à air intégrée : 40-90 kPa, 4~7 L/min
- Interface de l'appareil :
 - Interface microphone et casque 3,5 mm
 - Interface imprimante, souris, clavier sans fil, USB, carte SD et réseau

Compatible avec les endoscopes flexibles et rigides





Conçu pour être compatible avec les endoscopes rigides et flexibles, il convient à diverses applications vétérinaires.

Également compatible avec tous les endoscopes flexibles et rigides de la série VET.
Remplaçable à chaud : Permet d'échanger facilement et commodément les endoscopes flexibles et rigides tout en partageant le même port.




Système d'endoscopie vidéo flexible Full HD

Model	Working Length	Diameter of Insertion tube	Diameter of Instrument	Auxiliary Water Inlet	Range of Bending	Resolution	Depth	View of Field
new VET-FHD15	1500	9.8	2.8	Yes	U210°D90°L100°R100°	1920x1080	2-200	145°
new VET-FHD33	3300	9.8	2.8	Yes	U210°D90°L100°R100°	1920x1080	2-200	145°
new VET-FHD35	3500	12.8	3.7	Yes	U180°D180°L160°R160°	1920x1080	2-200	145°
VET-8015HD	1500	8.5	2.0	No	U210°D90°L100°R100°	1280X720	3-100	140°
VET-9215HD	1500	9.0	2.8	No	U210°D90°L100°R100°	1280X720	3-100	140°
VET-9833HD	3300	9.6	2.8	No	U210°D90°L100°R100°	1280X720	3-100	140°
VET-1335HD	3500	12.8	3.7	No	U180°D180°L160°R160°	1280X720	3-100	140°
VET-3512	600	3.5	1.2	No	U160°D130°	400X400	2-50	120°
VET-6010	1000	6.0	2.2	No	U210°D90°L100°R100°	400X400	2-50	120°
VET-8028	1500	8.0	2.8	No	U210°D90°L100°R100°	800X800	2-50	120°



Système d'endoscopie rigide Full HD



Remote
Operation



Light Weight
Handle



Prime/Zoom

