

Sonoscape – Propet 60

Kleurenechografie voor dieren

Met een uitzonderlijke combinatie van klinische prestaties, hoge productiviteit en geoptimaliseerde workflow is de ProPet 60 een hulpmiddel van onschatbare waarde voor dierdiagnose en -behandeling.

- **Hoogwaardige beeldvorming:** De ProPet 60 is uitgerust met een volledige reeks HD-sondes, die een uitstekende beeldkwaliteit bieden voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder de buik, voortplanting, kleine onderdelen, orthopedie en zelfs cardiale en thoracale beeldvorming.
- **Gespecialiseerde software voor diergeneeskunde:** ProPet software is ontworpen voor dierenartsen, met intuïtieve functionaliteit en meet- en rapportagetools die specifiek zijn voor de diergeneeskunde.
- **Flexibele en intuïtieve veterinaire onderzoeksmodus:** ProPet 60 maakt het eenvoudig om met één klik diertype, sonde en voorinstellingen te selecteren.



Technische specificaties

Hardware:

- 13,3-inch touchscreen met hoge resolutie
- In hoogte verstelbaar, draaibaar bedieningspaneel
- 4 standaard actieve tasterpoorten met 1 parkeerpoort
- 1 Pedoff probe poort
- Geïntegreerde ECG-module
- Geïntegreerde draadloze adapter
- Harde schijf van 1 TB, HDMI-uitgang en USB 3.0-poorten

Sono-Drop	Snelle beeldoverdracht
Sono Assistant	Gestroomlijnde workflow
Sono-Synch	Medisch consult op afstand

Software:

- B-modus, inclusief 2B- en 4B-modi / Doppler-beeldvorming met kleur / Doppler-beeldvorming met gepulseerde golf / Doppler-beeldvorming met continue golf / Doppler-beeldvorming met vermogen / Directionele Doppler-beeldvorming met vermogen
- M-kleurmodus
- Hoge pulsherhalingsfrequentie
- Gelijktijdige modus (triplexmodus)
- Weefselharmonische beeldvorming / Pulsinversie harmonische beeldvorming
- Ruimtelijk samengestelde beeldvorming
- Weefsel specifieke beeldvorming
- 2D-technologie voor spikkelreductie
- 3D-technologie voor spikkelreductie
- 2D-contrastverbeteringstechnologie
- Doorvoer met hoge resolutie
- Compensatie van laterale versterking
- Trapezium
- Breedbeeldscan
- Biopsiegeleider
- Beeldrotatie
- Zoom
- Automatische beeldoptimalisatie
- PW automatisch traceren
- TEI-index
- ECG
- TDI
- Geïntegreerde gebruikershandleiding
- Sono-Drop
- DICOM 3.0
- Geïntegreerde DVR

